

REKOVELLE 36MCG

La caja trae:

- ✓ Lápiz de rekovelle 36mcg
- ✓ Aguja Subcutánea (Incluidas)


Vas a necesitar:

- ✓ Algodón con alcohol



1. Lávate bien las manos.

2. Gira el dosificador que se encuentra en el extremo inferior de la lapicera, hasta llegar a la dosis indicada.



3. Coloca la aguja y ajusta levemente, retira ambas tapas protectoras.

4. Toma como punto de referencia los laterales del ombligo para aplicar la medicación.



5. Pellizca un área grande de la piel del abdomen y limpia la zona a punzar con un algodón con alcohol.



6. Inserta la aguja en la piel pellizcada en un ángulo de 90° (ángulo recto) de la superficie de la piel.

7. Presiona el dosificador de forma lenta y constante hasta llegar al tope y que en el visor marque **0**.

Recuerde:

-Descartar las agujas utilizada en un envase de plástico con tapa(botella de agua, gaseosa,etc) para después desechar y evitar que alguna persona se pinche con las agujas usadas.

-La lapicera de rekovelle puede seguir utilizándose según las dosis que te hayan indicado.

-**Las lapiceras no las debes tirar**, cuando vengas a las ecografías de control tráelas y entrégalas a alguna de las enfermeras que te atienda ya que dentro de la misma queda un restante de medicación que podemos aprovechar para una nueva dosis de ser necesario.

¡Has completado tu inyección!